



• Not testamente. Il riscaldamento massimo di 4.9 °C è stato misurato a: 3,0T, tempo di scorrimento di 15 minuti, SAR 2/Wkg In queste condizioni di scansione, i rischi per il paziente durante un esame sono bassi. Per ridurre al minimo il rischio per il paziente, si consiglia di eseguire le prove possibili e il SAR deve essere mantenuto al più basso possibile. Attenzione: l'impiego di DTR nella degli impianti può essere comune connesso da artefatti. Nel test sperimentale, sono stati riscontrati artefatti fino a 24 mm in senso radiale intorno all'impianto. I medici devono condurre una attenta valutazione rischio/beneficio.
POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
I pazienti devono essere avvisati prima dell'intervento chirurgico di impegno dei possibili effetti collaterali di tali interventi:
• Sanginamento o ematoma profondo, reazione infiammatoria, • Infusione superflua di sangue, paralisi, lesioni del tessuto molle, dolore dovuto alla procedura chirurgica, rottura, deformazione o migrazione degli impianti. • Reazione allergica alle leggi TEGAM. • Dolore e/o sensazioni di calore o calo della temperatura dovute alla sollecitazione meccanica. • Prendere le cure necessarie per la cura delle ferite. • Borsone di microscopio, metacoda intorno agli impianti. • Piegamento, mobilitazione, migrazione e frattura di uno o tutti gli impianti. • Perdita parziale o totale della corona dentaria durante l'intervento chirurgico. • Arresto della crescita o alterazione delle vertebre fuse.

50

60

I possibili effetti collaterali, inclusi ma non limitati ai precedenti, possono richiedere un ulteriore trattamento chirurgico.
PULIZIA E STERILIZZAZIONE
I gli impianti e gli strumenti devono essere puliti con un detergente a ultrasuoni con soluzione detergente fredda per 10 minuti. Si raccomandano detergenti neutri o leggermente alcalini per la scelta di detergente. Non utilizzare solventi, acidi, soluzioni saline, soluzioni iodate, soluzioni iodate, soluzioni alcaline forti, detersi, ecc.
• Prima della sterilizzazione, verificare che tutti gli strumenti siano in condizioni operative.
• Si raccomanda di sterilizzare gli impianti e gli strumenti con i vassoi e i contenitori A-SPINE® designati. Utilizzando questo tipo di contenitori, si riduce il rischio di contaminazione da vapore seguendo le istruzioni del produttore sullo sterilizzatore in base al tipo di sterilizzatore utilizzato e il metodo, come indicato nel vassoio o nella guida operativa fornita, per raggiungere il grado di sterilità di 10%.
• I suggerimenti sono solo come guida operativa, per raggiungere il grado di sterilità di 10%.
Codice a vapore per gradi a 121°C/250°F per 30 minuti, tempo di asciugatura di 30 minuti.
Dopo il trattamento e prima di utilizzarla, verificare la pulizia, i danni e il funzionamento delle viti e degli strumenti.

51

## 脊柱后路固定系统-使用说明书

CN

注意：使用前请务必参阅厂商的使用说明书并遵照指示使用。

产品技术规范及指南：国注准20173130346

产品包装及储存：建议采用20173130346

产品贮存有效期：2028年06月

产品贮存环境：常温干燥，避免阳光直射

产品贮存条件：无腐蚀性、无易燃性、无毒害性

产品贮存期限：5年

产品贮存温度：-20~+40℃

产品贮存湿度：≤95%

产品贮存时间：≤12个月

产品贮存位置：干燥、通风、阴凉处

产品贮存方法：避免阳光直射

产品贮存期限：5年

产品贮存温度：-20~+40℃

产品贮存湿度：≤95%